

# Seleform K Putty/K Putty 70

**セレフォーム Kパテ/Kパテ70** 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

## 異なる2種類の弾性が 技工をスムーズにします。

Seleform K Putty



硬化後の硬さ(シェアー硬度A 85)は弾性を必要最小限に抑えておりますので、変形、弾性歪みが無く、コア一部の印象に向いています。

Seleform K Putty 70



硬化後の硬さ(シェアー硬度A 70)は精密印象材同等の弾性回復力を有しますので、アンダーカットの有るケースや単独歯のあるケース等の印象採得に向いています。

### 操作性

硬化後の硬さが異なる2つのタイプ(Kパテ/Kパテ70)がよりスムーズでより満足のいく技工へと導きます。

### 再現性

非常に再現性がよく、複雑なコア一部も超精密に印象採得することができます。

### 経済性

ベースとキャタリストをそれぞれ単品販売しているため、必要な分だけの購入ができ、無駄が出ません。

#### 希望小売価格

セレフォームKパテ 1kg	¥2,900
セレフォームKパテキャタリスト 65g	¥2,300
セレフォームKパテ70 1kg	¥3,400
セレフォームKパテ70キャタリスト 65g	¥2,300

